

# DENT ALL GROUP

**DENT ALL GROUP, Centre de production ouvert toute l'année, a été heureux de vous recevoir sur son stand et de partager avec vous, au sujet de notre profession.**

*C'est également avec plaisir que nous avons reçu votre satisfaction sur le plan de :*

- la variété de nos productions,
- leurs qualités récurrentes,
- la rapidité et la fiabilité des délais de fabrication.

*Ceci confirmant notre expérience, reconnue au niveau national.*

*En effet, DENT ALL GROUP est le spécialiste du :  
Frittage Laser pour Chape, Chape avec support, Châssis :*

## CHASSIS LIVRÉ SANS SUPPORT



*Unique en France en Frittage Laser Chrome Cobalt :*

- précision et finesse
- résistance et élasticité, notamment au niveau des crochets



*Fraisage pour Chape ou Couronne fraisée, Titane, Zircon, Full Zircon, Emax, Nanocéramique, et Pilier implantaire personnalisé :*

## PILIER IMPLANTAIRE PERSONNALISÉ

- fraisé dans notre Centre
- connectique usinée dans l'industrie
- garantie 10 ans

*Maitre modèle :*

## MAITRE MODELE 3D IMPRESSION CAO



- résine grise, dies en coloris blanc
- excellente précision et résistance fiable
- mise en valeur de la prothèse posée sur son écrin gris

*L'équipe de DENT ALL GROUP reste à votre disposition.*



## DENT ALL GROUP

Tel : 04 37 233 333  
[www.dentallgroup.eu](http://www.dentallgroup.eu)  
[contact@dentallgroup.eu](mailto:contact@dentallgroup.eu)